

Niniejsza karta bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania szczoteczek do zębów. Ostrzeżenia są sformułowane w sposób prosty i zrozumiały, dostępny dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania SZCZOTECZEK DO ZĘBÓW

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Szczoteczkę elektryczną/soniczną używaj wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem - do czyszczenia zębów i dziąseł. Nie stosuj urządzenia w celach innych niż higiena jamy ustnej.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi dołączonej przez producenta, ze szczególnym uwzględnieniem zalecanych trybów pracy, czasu szczotkowania oraz sposobu ładowania.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez osoby dorosłe lub dzieci pod nadzorem opiekuna. Trzymaj urządzenie oraz akcesoria (np. wymienne końcówki) poza zasięgiem dzieci poniżej 3. roku życia - ryzyko zadławienia.
- Szczoteczka jest urządzeniem do higieny osobistej i nie zastępuje regularnych wizyt u stomatologa.

2. Zagrożenia elektryczne i ładowanie

- Używaj wyłącznie ładowarki (indukcyjnej, magnetycznej lub USB-C) dostarczonej przez producenta lub wyraźnie zatwierdzonego zamiennika. Stosowanie nieoryginalnych ładowarek grozi uszkodzeniem akumulatora lub urządzenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód ładujący jest uszkodzony, przetarty lub przecięty. W takim przypadku zaprzestań ładowania i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie ładuj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wody - nad umywalką, wanną lub w prysznicu - jeśli stacja ładująca nie jest wodoodporna. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie zanurzaj ładowarki, podstawki indukcyjnej ani kabla zasilającego w wodzie ani innych cieczach.
- Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że wskaźnik poziomu naładowania baterii (dioda LED) działa prawidłowo. Migające lub niereagujące wskaźniki mogą sygnalizować usterkę - zaprzestań użytkowania.
- Nie ładuj urządzenia przez nadmiernie długi czas ponad zalecenia producenta - może to skrócić żywotność akumulatora.

3. Wodoodporność - ważne informacje

- Sprawdź klasę wodoodporności swojego modelu przed użyciem w wodzie. Modele z klasą IPX7 są odporne na zanurzenie do 1 metra przez 30 minut. Modele z klasą IPX6 są odporne na strumień wody, ale nie na zanurzenie.
- Nie używaj modeli bez potwierdzonej wodoodporności w wannie ani pod prysznicem.
- Nawet urządzenia wodoodporne IPX7 nie mogą być ładowane ani używane z ładowarką w wodzie lub w warunkach wysokiej wilgotności - wodoodporność dotyczy wyłącznie samej rączki szczoteczki.
- Po kontakcie z wodą wytrzyj rączkę urządzenia do sucha przed umieszczeniem na stacji ładującej.

4. Zagrożenia mechaniczne i prawidłowe użytkowanie

- Regularnie sprawdzaj stan wymiennych końcówek (głowic szczotkujących) - zużyte lub zniekształcone włosie znacząco obniża skuteczność czyszczenia i może podrażnić dziąsła. Wymieniaj końcówkę co 3 miesiące lub wcześniej przy widocznym zużyciu.
- Nie wywieraj nadmiernego nacisku podczas szczotkowania. Technologia soniczna i elektryczna jest zaprojektowana tak, by działać efektywnie przy minimalnym nacisku - zbyt mocny docisk może prowadzić do cofania się dziąseł i uszkodzenia emalii.
- Nie wkładaj urządzenia do ust podczas jego włączania ani wyłączenia - wysoka częstotliwość drgań (do 96 000 ruchów/min w niektórych modelach) może powodować dyskomfort lub urazy błony śluzowej.
- Nie upuszczaj urządzenia na twarde powierzchnie - upadek może uszkodzić elementy elektroniczne lub mechanizm napędowy.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzoną obudową lub pękniętą rączką - ostre krawędzie mogą powodować skaleczenia.

5. Tryby pracy i timer - prawidłowe użytkowanie

- Zapoznaj się z dostępnymi trybami pracy swojego urządzenia (np. Clean, White, Sensitive, Masaż, Polerowanie). Dobieraj tryb do aktualnych potrzeb: tryb delikatny (Sensitive) jest zalecany przy wrażliwych dziąsłach, stanach zapalnych lub na początku użytkowania.
- Korzystaj z wbudowanego timera (podział na odcinki 30-sekundowe, łączny czas 2 minuty) zgodnie z zaleceniami dentystów. Szczotkowanie przez czas krótszy niż zalecany zmniejsza skuteczność czyszczenia.
- Jeśli urządzenie zapamiętuje ostatnio wybrany tryb, sprawdź aktywny tryb przed każdym użyciem, szczególnie gdy urządzenie używane jest przez kilku domowników.

6. Higiena i przechowywanie

- Po każdym myciu zdejmij końcówkę i dokładnie przepłucz ją pod bieżącą wodą. Przechowuj końcówkę osobno lub w pozycji umożliwiającej wysychanie.
- Rączkę urządzenia czyść wyłącznie lekko wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj rączki w wodzie, jeśli nie posiada klasy wodoodporności potwierdzonej przez producenta.
- Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej, w miejscu przewiewnym, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i wysokich temperatur.
- Nie przechowuj szczoteczki w zamkniętym pojemniku bez cyrkulacji powietrza - wilgotne środowisko sprzyja namnażaniu bakterii.
- Nie udostępniaj końcówek innym osobom bez uprzedniej dezynfekcji - zapobiega to przenoszeniu bakterii i wirusów.
- Po przebytej chorobie jamy ustnej lub infekcji górnych dróg oddechowych wymień końcówkę szczotkującą.
- Jeśli urządzenie jest dostarczane z etui podróżnym, upewnij się, że rączka i końcówka są suche przed umieszczeniem w etui.

7. Użytkowanie przez szczególne grupy użytkowników

- Dzieci powinny używać urządzenia pod nadzorem dorosłego. W przypadku modeli dedykowanych dla dzieci przestrzegaj wskazanego przedziału wiekowego podanego przez producenta.
- Osoby z aparatami ortodontycznymi, implantami, koronami lub mostami mogą stosować szczoteczki soniczne - są one polecane przez stomatologów do pielęgnacji uzupełnień protetycznych. W razie wątpliwości skonsultuj się z dentystą w celu doboru odpowiedniej końcówki i trybu.
- Osoby z chorobami dziąseł, nadwrażliwością zębów lub po zabiegach stomatologicznych powinny stosować tryb delikatny (Sensitive) i skonsultować się z dentystą przed rozpoczęciem użytkowania.

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi mogą skorzystać z asysty innych osób przy obsłudze urządzenia.

8. Konserwacja i serwis

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta. Dbaj w szczególności o czystość styków ładowania.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie - wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez autoryzowany serwis producenta.
- Jeśli urządzenie wyświetla nieprawidłowe komunikaty, działa z nieoczekiwanymi wibracjami, nie ładuje się lub nie uruchamia - zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z serwisem.
- Jeśli do urządzenia dostała się woda poza zakresem deklarowanej wodoodporności, zaprzestań użytkowania i oddaj je do serwisu przed ponownym włączeniem.
- Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych. Szczoteczki elektryczne i soniczne są urządzeniami elektrycznymi i podlegają selektywnej zbiórce odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Oddaj zużyte urządzenie do punktu zbiórki ZSEE.

Znaczenie stosowania się do ostrzeżeń

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko urazów, uszkodzeń urządzenia oraz problemów zdrowotnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do podrażnień dziąseł, uszkodzenia emalii zębów, nieprawidłowego działania urządzenia lub zagrożenia elektrycznego. Dbaj o bezpieczeństwo i higienę jamy ustnej swojej oraz swojej rodziny, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.